

Mode d'emploi

Avec sa gamme de bodywear, Javita souhaite promouvoir une utilisation sûre des cathéters DP et garantir un confort de port maximal aux utilisateurs. Les instructions d'utilisation sont importantes et c'est pourquoi nous les fournissons en plusieurs langues aux prescripteurs, aux soignants, aux utilisateurs et aux parties intéressées.



1.



2.



3.

1. Attachez la ceinture autour de la taille à l'aide de la bande velcro
2. Placez l'embout du dispositif dans l'étui
3. Fixez le dispositif à la ceinture à l'aide des bandes velcro

Informations techniques

Cette ceinture comprend une sangle élastique composée de polyamide et d'élasthanne, ainsi qu'une bande velcro en polyester. L'étui dans lequel le dispositif peut être rangé est en coton organique.

Instructions de lavage

Lavage à 40°C maximum. La ceinture de DP ne peut pas être séchée au sèche-linge. La bande velcro doit être fermée pendant le lavage.



Vous avez des questions?

N'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ de notre site internet. Vous y trouverez déjà un grand nombre de réponses. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à info@javita.nl.

Votre expérience

Si vous souhaitez partager votre expérience et/ou vos commentaires avec nous, nous aimerions avoir de vos nouvelles à info@javita.nl. Votre réponse nous est très précieuse et est grandement appréciée, afin que nous puissions encore mieux répondre aux souhaits de nos utilisateurs.

Taille	Tour de taille (cm)
XXS	55 – 60
XS	60 – 65
S	65 – 80
M	80 – 95
L	95 – 110
XL	110 – 130
XXL	130 – 150