

Instrucțiuni

Prin produsele sale, Javita își propune să promoveze utilizarea sigură și facilă a cateterului DP și să asigure un confort maxim utilizatorului. Pentru o înțelegere cât mai clară a folosirii cateterului, instrucțiunile de utilizare sunt oferite în mai multe limbi. Astfel, oferim tuturor celor interesați în utilizarea acestui dispozitiv, medici, îngrijitori și utilizatori, accesul facil la informații despre acest produs.



1.



2.



3.

1. Fixați centura în jurul taliei cu ajutorul scaiului
2. Inserați capătul Minisetului în buzunarul atașat de centură
3. Fixați Minisetul de centură cu ajutorul celor două benzi cu scai

Informații tehnice

Centura elastică este fabricată din poliamidă și elastan, iar scaiul utilizat este fabricat din poliester. Buzunarul în care poate fi inserat Minisetul este confecționat din bumbac.

Instrucțiuni de curățare

Centura DP se spală la o temperatură de maximum 40°C. A nu se usca cu ajutorul uscătorului de rufe! În timpul spălării scaiul trebuie să fie închis.



Întrebări?

Consultați secțiunea întrebări frecvente (FAQ) accesând website-ul nostru, unde multe întrebări au deja răspunsuri. Nu regăsiți întrebarea dumneavoastră? Contactați-ne la info@javita.nl.

Experiența dumneavoastră

Dacă doriți să ne împărtășiți experiențele și/sau feedback-ul dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la info@javita.nl. Răspunsul dumneavoastră este foarte important pentru noi. Suntem receptivi oricărui punct de vedere.

Mărime	Circumferinta (cm)
XXS	55 – 60
XS	60 – 65
S	65 – 80
M	80 – 95
L	95 – 110
XL	110 – 130
XXL	130 – 150