

Instruções

Com seus trajes corporais, Javita deseja promover o uso seguro do cateter de DP e garantir o máximo conforto de uso para os usuários. As instruções de uso são importantes e é por isso que as disponibilizamos em vários idiomas para prescritores, cuidadores, usuários e interessados.



1.



2.



3.

1. Aperte o cinto na cintura com velcro
2. Guarde a extremidade do Miniset na caixa
3. Feche o velcro para que o Miniset fique seguro

Informação técnica

Este cinto é composto por um elástico confeccionado em poliamida e elastano. O velcro é feito de poliéster. A caixa onde o Miniset pode ser guardado é feita de algodão orgânico.

Instruções de lavagem

Lavar a uma temperatura máxima de 40°C, o PD-Belt não pode ser colocado na secadora. O velcro deve estar bem fechado durante a lavagem.



Você tem dúvidas?

Em seguida, verifique o site em FAQ, Perguntas mais frequentes. Já respondemos muitas perguntas lá. Mais perguntas? Deixe-nos saber através de info@javita.nl.

Sua experiências

Se você quiser compartilhar suas experiências e/ou comentários conosco, gostaríamos de ouvi-lo através de info@javita.nl. A sua opinião é muito valiosa para nós e muito apreciada, para que possamos atender cada vez melhor aos usuários.

Tamanho	Circunferência da cintura (cm)
XXS	55 – 60
XS	60 – 65
S	65 – 80
M	80 – 95
L	95 – 110
XL	110 - 130
XXL	130 - 150